

MW-12A

Устройство для промывки микропланшетов

- Для лунок с плоским, коническим и U-образным дном
- 2 режима для 8- и 12- луночных стрипов
- Автоматическое обнаружение дна и защита от столкновения
- Программируемое время перемешивания и замачивания
- До 100 определяемых пользователем протоколов
- Перекрестная аспирация
- Встроенная автоматическая программа самодиагностики
- Система автоматического контроля жидкостей




MW-12A

Устройство для промывки микропланшетов

Техническая спецификация

Программ промывки	До 100
Циклов промывки	от 0 до 9
Дозируемый объём	от 50 до 3 000 мкл
Защита от столкновения с дном	автоматическая
Остаточный объём в лунке	< 2 мкл
Время замачивания	от 0 до 300 сек.
Время перемешивания	от 0 до 300 сек.
Рядность	1 x 8, 1 x 12
Стандартный набор флаконов	2 x 2 л (детергент), 1 x 2 л (слив) 1 x 2 л (вода дистиллированная)
Электропитание	100 - 240 В, 50 / 60 Гц.
Температура	5°C - 35°C
Влажность	15 - 85 %
Габариты	400 мм (длина) x 330 мм (ширина) 145 мм (высота)
Вес	7.2 Кг.



Эко • мед • с М
СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



+7 (495) 748-43-50
+7 (495) 748-43-51
hematology@ecomeds.ru
biochem@ecomeds.ru
clia@ecomeds.ru
hemostasis@ecomeds.ru
www.ecomeds.ru