

Мочевой контроль уровень 2

Арт. AU2352

Лот 1072UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	200	250	300	50	25
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	200	250	300	50	25
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	1,38	1,52	1,66	0,14	0,07
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,41	1,55	1,69	0,14	0,07
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5320	6650	7980	1330	665
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	5490	6860	8230	1370	685
	Creatinine PAP method	umol/l	5580	6970	8360	1390	695
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	2,19	2,73	3,27	0,54	0,27
	Hexokinase	mmol/l	2,23	2,77	3,31	0,54	0,27
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,44	3,04	3,64	0,6	0,3
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	26	32,4	38,8	6,4	3,2
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	6,96	8,7	10,44	1,74	0,87
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,114	0,142	0,17	0,028	0,014
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	119	149	179	30	15
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	616	770	924	154	77
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	580	724	868	144	72