

## Мочевой контроль уровень 2

### Арт. AU2352

Лот 1101UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	189	235	281	46	23
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	200	250	300	50	25
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	1,4	1,54	1,68	0,14	0,07
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,42	1,58	1,74	0,16	0,08
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5390	6740	8090	1350	675
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	5540	6920	8300	1380	690
	Creatinine PAP method	umol/l	5590	6990	8390	1400	700
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	2,22	2,78	3,34	0,56	0,28
	Hexokinase	mmol/l	2,22	2,78	3,34	0,56	0,28
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,38	2,98	3,58	0,6	0,3
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	27,1	33,7	40,3	6,6	3,3
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	6,94	8,68	10,42	1,74	0,87
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,101	0,125	0,149	0,024	0,012
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	121	151	181	30	15
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	590	738	886	148	74
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	558	698	838	140	70