

Мочевой контроль уровень 2

Арт. AU2352

Лот 1122UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	174	216	258	42	21
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	177	221	265	44	22
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	1,39	1,53	1,67	0,14	0,07
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,4	1,56	1,72	0,16	0,08
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5480	6850	8220	1370	685
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	5630	7040	8450	1410	705
	Creatinine PAP method	umol/l	5750	7190	8630	1440	720
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	2,24	2,8	3,36	0,56	0,28
	Hexokinase	mmol/l	2,22	2,76	3,3	0,54	0,27
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,44	3,04	3,64	0,6	0,3
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	24,2	30,2	36,2	6	3
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	7,2	9	10,8	1,8	0,9
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,104	0,13	0,156	0,026	0,013
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	123	154	185	31	15,5
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	580	724	868	144	72
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	554	692	830	138	69