

Мочевой контроль уровень 2

Арт. AU2352

Лот 976UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	158	196	234	38	19
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	183	227	271	44	22
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	1,43	1,59	1,75	0,16	0,08
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,45	1,61	1,77	0,16	0,08
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5480	6850	8220	1370	685
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	5620	7020	8420	1400	700
	Creatinine PAP method	umol/l	5580	6970	8360	1390	695
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	2,18	2,72	3,26	0,54	0,27
	Hexokinase	mmol/l	2,21	2,75	3,29	0,54	0,27
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,51	3,13	3,75	0,62	0,31
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	25,4	31,6	37,8	6,2	3,1
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	7,11	8,87	10,63	1,76	0,88
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,121	0,151	0,181	0,03	0,015
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	122	153	184	31	15,5
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	580	724	868	144	72
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	546	682	818	136	68