

**Трехуровневый кардиологический контроль
Арт. СQ 3100**

Лот 4401СК, 4403СК, 4406СК

Уровень 1

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4401СК	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	66	80	94	14	7
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	14,6	18,2	21,8	3,6	1,8
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	39,5	56,5	73,5	17	8,5

Уровень 2

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4403СК	КФК-МВ фракция	Randox Immunoinhibition serum start 37°C	U/l	20,1	25,1	30,1	5	2,5
		Randox Immunoinhibition substrate start 37°C	U/l	19,3	24,1	28,9	4,8	2,4
	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	192	234	276	42	21
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	22,2	27,6	33	5,4	2,7
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	122	174	226	52	26

Уровень 3

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4406СК	КФК-МВ фракция	Randox Immunoinhibition serum start 37°C	U/l	111	139	167	28	14
		Randox Immunoinhibition substrate start 37°C	U/l	110	138	166	28	14
	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	519	633	747	114	57
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	44,9	56,1	67,3	11,2	5,6
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	195	279	363	84	42