

Трехуровневый кардиологический контроль Арт. СQ 3100

Лот 4401СК, 4586СК, 4406СК

Уровень 1

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4401СК	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	66	80	94	14	7
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	14,6	18,2	21,8	3,6	1,8
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	39,5	56,5	73,5	17	8,5

Уровень 2

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4586СК	КФК-МВ фракция	Randox Immunoinhibition 37°C	U/l	16,5	20,5	24,5	4	2
	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	188	228	268	40	20
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	21,1	26,3	31,5	5,2	2,6
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	130	186	242	56	28

Уровень 3

Лот	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4406СК	КФК-МВ фракция	Randox Immunoinhibition 37°C	U/l	111	139	167	28	14
	КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	519	633	747	114	57
	Гомоцистеин	Enzymatic	umol/l	44,9	56,1	67,3	11,2	5,6
	Миоглобин	Randox Immunoturbidimetric	ng/ml	195	279	363	84	42