

Липидный контроль уровень 1
арт. LE2668

Лот 2833СН

| ТЕСТ | МЕТОД | Ед. изм. | -2SD | Сред | +2SD | 2SD | 1SD |
|--------------------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Аполипопротеин А-1 | Immunoturbidimetric | g/l | 0,81 | 0,99 | 1,17 | 0,18 | 0,09 |
| Аполипопротеин В | Immunoturbidimetric | g/l | 0,63 | 0,75 | 0,87 | 0,12 | 0,06 |
| Холестерин | Cholesterol Oxidase | mmol/l | 3,28 | 3,76 | 4,24 | 0,48 | 0,24 |
| ЛПВП | Direct Clearance Method для RANDOX | mmol/l | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 0,12 | 0,06 |
| | Direct HDL Immunoseparation для других производителей | mmol/l | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 0,12 | 0,06 |
| ЛПНП | Direct Clearance Method для RANDOX | mmol/l | 2,16 | 2,54 | 2,92 | 0,38 | 0,19 |
| | Selective detergent methods для других производителей | mmol/l | 2,01 | 2,35 | 2,69 | 0,34 | 0,17 |
| Липопротеин (а) | Immunoturbidimetric | g/l | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,034 | 0,017 |
| Триглицериды | Lipase/GPO-PAP no correction | mmol/l | 1,13 | 1,35 | 1,57 | 0,22 | 0,11 |