

**Липидный контроль уровень 1  
арт. LE2668**

**Лот 2876CH**

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	0,79	0,95	1,11	0,16	0,08
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	0,63	0,75	0,87	0,12	0,06
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	3,2	3,68	4,16	0,48	0,24
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	0,68	0,8	0,92	0,12	0,06
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	0,66	0,78	0,9	0,12	0,06
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,95	2,29	2,63	0,34	0,17
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	1,78	2,1	2,42	0,32	0,16
Лipoproteин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,118	0,146	0,174	0,028	0,014
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	1,07	1,27	1,47	0,2	0,1