

**Липидный контроль уровень 1  
арт. LE2668**

**Лот 2967СН**

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	0,82	1	1,18	0,18	0,09
Аполипротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	0,7	0,84	0,98	0,14	0,07
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	3,59	4,11	4,63	0,52	0,26
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	0,77	0,89	1,01	0,12	0,06
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	0,75	0,87	0,99	0,12	0,06
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	2,18	2,56	2,94	0,38	0,19
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	2,01	2,35	2,69	0,34	0,17
Лipoprotein (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,154	0,192	0,23	0,038	0,019
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	1,27	1,51	1,75	0,24	0,12