

Липидный контроль уровень 2
арт. LE2669

Лот 2726CH

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,26	1,52	1,78	0,26	0,13
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	0,91	1,11	1,31	0,2	0,1
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	4,51	5,17	5,83	0,66	0,33
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,07	1,25	1,43	0,18	0,09
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	0,99	1,15	1,31	0,16	0,08
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	3,04	3,56	4,08	0,52	0,26
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	2,65	3,11	3,57	0,46	0,23
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,151	0,187	0,223	0,036	0,018
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	1,84	2,18	2,52	0,34	0,17