

**Липидный контроль уровень 2**  
**арт. LE2669**

**Лот 2802CH**

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,14	1,38	1,62	0,24	0,12
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	0,93	1,13	1,33	0,2	0,1
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	4,72	5,42	6,12	0,7	0,35
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,09	1,27	1,45	0,18	0,09
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,03	1,21	1,39	0,18	0,09
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	3,34	3,92	4,5	0,58	0,29
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	2,84	3,34	3,84	0,5	0,25
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,195	0,243	0,291	0,048	0,024
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	1,82	2,16	2,5	0,34	0,17