

Липидный контроль уровень 2
арт. LE2669

Лот 2835CH

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,22	1,48	1,74	0,26	0,13
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	0,89	1,09	1,29	0,2	0,1
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	4,82	5,54	6,26	0,72	0,36
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,15	1,35	1,55	0,2	0,1
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,1	1,3	1,5	0,2	0,1
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	3,29	3,87	4,45	0,58	0,29
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	2,91	3,41	3,91	0,5	0,25
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,194	0,242	0,29	0,048	0,024
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	2,03	2,41	2,79	0,38	0,19