

Липидный контроль уровень 2
арт. LE2669

Лот 2878СН

| ТЕСТ | МЕТОД | Ед. изм. | -2SD | Сред | +2SD | 2SD | 1SD |
|--------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Аполипопротеин А-1 | Immunoturbidimetric | g/l | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 0,28 | 0,14 |
| Аполипопротеин В | Immunoturbidimetric | g/l | 0,91 | 1,11 | 1,31 | 0,2 | 0,1 |
| Холестерин | Cholesterol Oxidase | mmol/l | 4,8 | 5,52 | 6,24 | 0,72 | 0,36 |
| ЛПВП | Direct Clearance Method для RANDOX | mmol/l | 1,11 | 1,31 | 1,51 | 0,2 | 0,1 |
| | Direct HDL Immunoseparation для AGAPPE | mmol/l | 1,06 | 1,24 | 1,42 | 0,18 | 0,09 |
| ЛПНП | Direct Clearance Method для RANDOX | mmol/l | 3,03 | 3,57 | 4,11 | 0,54 | 0,27 |
| | Selective detergent methods для AGAPPE | mmol/l | 2,6 | 3,06 | 3,52 | 0,46 | 0,23 |
| Липопротеин (а) | Immunoturbidimetric | g/l | 0,169 | 0,211 | 0,253 | 0,042 | 0,021 |
| Триглицериды | Lipase/GPO-PAP no correction | mmol/l | 1,97 | 2,33 | 2,69 | 0,36 | 0,18 |