

КОНТРОЛЬ RANDOX LIPID CONTROL Level 2 Лот 2969CH

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполиipoprotein A-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,28	1,56	1,84	0,28	0,14
Аполиipoprotein B	Immunoturbidimetric	g/l	0,96	1,16	1,36	0,2	0,1
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	5,06	5,82	6,58	0,76	0,38
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,22	1,44	1,66	0,22	0,11
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,16	1,36	1,56	0,2	0,1
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	3,16	3,72	4,28	0,56	0,28
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	2,71	3,19	3,67	0,48	0,24
Лipoprotein (a)	Immunoturbidimetric	g/l	0,196	0,244	0,292	0,048	0,024
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	1,92	2,28	2,64	0,36	0,18