

**Липидный контроль уровень 3  
арт. LE2670**

**Лот 2727СН**

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,67	2,03	2,39	0,36	0,18
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	1,26	1,52	1,78	0,26	0,13
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	6,48	7,44	8,4	0,96	0,48
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,49	1,75	2,01	0,26	0,13
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,29	1,51	1,73	0,22	0,11
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	4,38	5,14	5,9	0,76	0,38
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	3,7	4,34	4,98	0,64	0,32
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,212	0,264	0,316	0,052	0,026
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	3,45	4,09	4,73	0,64	0,32