

**Липидный контроль уровень 3
арт. LE2670**

Лот 2764CH

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,63	1,97	2,31	0,34	0,17
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	1,3	1,58	1,86	0,28	0,14
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	6,75	7,75	8,75	1	0,5
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,57	1,85	2,13	0,28	0,14
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,35	1,59	1,83	0,24	0,12
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	4,76	5,6	6,44	0,84	0,42
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	4,01	4,71	5,41	0,7	0,35
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,225	0,281	0,337	0,056	0,028
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	3,45	4,09	4,73	0,64	0,32