

**Липидный контроль уровень 3  
арт. LE2670**

**Лот 2837СН**

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,62	1,98	2,34	0,36	0,18
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	1,18	1,44	1,7	0,26	0,13
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	6,46	7,42	8,38	0,96	0,48
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,57	1,85	2,13	0,28	0,14
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,44	1,7	1,96	0,26	0,13
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	4,44	5,22	6	0,78	0,39
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	3,82	4,48	5,14	0,66	0,33
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,242	0,302	0,362	0,06	0,03
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	3,35	3,99	4,63	0,64	0,32