

**Липидный контроль уровень 3
арт. LE2670**

Лот 2971CH

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротеин А-1	Immunoturbidimetric	g/l	1,77	2,15	2,53	0,38	0,19
Аполипопротеин В	Immunoturbidimetric	g/l	1,35	1,63	1,91	0,28	0,14
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	7,09	8,15	9,21	1,06	0,53
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	1,72	2,02	2,32	0,3	0,15
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	1,6	1,88	2,16	0,28	0,14
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	4,46	5,24	6,02	0,78	0,39
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	3,84	4,52	5,2	0,68	0,34
Липопротеин (а)	Immunoturbidimetric	g/l	0,262	0,326	0,39	0,064	0,032
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	3,52	4,18	4,84	0,66	0,33