

БиО-Мед М

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ

Полностью адаптированные под гематологические анализаторы
серии «МЕК» производства компании Nihon Kohden, Япония



Все реагенты прошли клинические испытания
и имеют Регистрационные удостоверения





БИОЛАЙЗ-НК-5-LS

Арт. НК-5-LS-1
РУ № РЗН 2022/16725

Реагент лизирующий для in vitro диагностики для гематологических анализаторов «МЕК» БИОЛАЙЗ-НК-5-LS по ТУ 21.20.23-005-20539847-2020. Дополнительный лизирующий реагент предназначен для разделения лейкоцитов на 5 популяций.

Флакон, 1 литр



Условия хранения: от +4 до +35°C



БИОЛАЙЗ-НК-3-LS

Арт. НК-3-LS-1
РУ № РЗН 2022/16727

Реагент лизирующий для in vitro диагностики для гематологических анализаторов «МЕК» Биолайз-НК-3-LS по ТУ 21.20.23-002-20539847-20. Лизирующий реагент предназначен для лизирования эритроцитов и преобразования гемоглобина в измеряемый комплекс.

Флакон, 1 литр



Условия хранения: от +4 до +35°C



БИОКЛИН-НК-3-CL

Арт. НК-3-CL-1
РУ № РЗН 2022/16726

Реагент очищающий для in vitro диагностики для гематологических анализаторов «МЕК» БИОКЛИН-НК-3-CL по ТУ 21.20.23-004-20539847-2020. Очищающий раствор для глубокой очистки гидравлической системы гематологического анализатора.

Флакон, 1 литр



Условия хранения: от +4 до +35°C



БИОТЕРГ-НК-3-RN

Арт. НК-3-RN-5
РУ № РЗН 2022/16724

Реагент промывающий для in vitro диагностики для гематологических анализаторов «МЕК» БИОТЕРГ-НК-3-RN по ТУ 21.20.23-003-20539847-2020. Промывающий реагент для промывки гидравлической системы гематологического анализатора.

Канистра, 5 литров



Условия хранения: от +4 до +35°C



БИОТОН-НК-3-DL

Арт. НК-3-DL-20
РУ № РЗН 2022/16722

Реагент разбавляющий для in vitro диагностики для гематологических анализаторов «МЕК» БИОТОН-НК-3-DL по ТУ 21.20.23-001-20539847-2020. Буферный раствор используется для предварительного разведения образцов крови перед непосредственным подсчётом форменных элементов.

Канистра, 20 литров



Условия хранения: от +4 до +35°C

БиО-Мед М
+7 (495) 781-28-12
info@bio-med.ru | www.bio-med.ru

Юр. Адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-я Машиностроения, д. 17, стр. 1
ЭТ 2 ПОМ I КОМ 63 ОФИС 8

Адрес места пр-ва: 142261, Россия, МО,
г.о. Серпухов, д. Селино, ул. Озерная, д. 23а

