

Цитологический процессор
HURO PATH® S

CelltraZone

Система жидкостной цитологии
Новое поколение процессоров



РУ № РЗН 2022/19293
от 30.12.2022

**1 готовый
препарат всего за**



- **Быстрая обработка: 90 исследований в час.**
- Высокая точность.
- Монослойный препарат с чистым фоном.
- Универсальное решение для малых и крупных лабораторий при скрининге РШМ.
- Нет необходимости накопления материала для запуска процессора (по одному образцу).
- Регулировка толщины наносимого на стекло слоя клеток.
- Из одного образца (виалы) возможно:
повторное приготовление препарата и дополнительное исследование (ПЦР, ИЦХ)
- Высокая репрезентативность даже при низкой клеточности исходного материала (до 5000 клеток).
- Простое и понятное управление.
- Компактные размеры: 250x330x200 мм, 7 кг.

Легкие и простые этапы



Ver-06/2024_web

Эко•мед•с М
СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


127287, Россия, г. Москва,
Петровско-Разумовский пр-д, 29, с.2

+7 (495) 748-43-50
+7 (495) 748-43-51

info@ecomeds.ru
www.ecomeds.ru



В процессоре реализована запатентованная технология двойной мембранной фильтрации



Расходные материалы (РУ № РЗН 2022/19276 от 28.12.2022 г.)



Варианты комплектации

	Комплектация 1	Комплектация 2	Комплектация 3
Виалы (GYN), 20 мл	200 шт.	2 уп. по 25 шт.	2 уп. по 25 шт.
Фильтры	200 шт.	2 уп. по 25 шт.	2 уп. по 25 шт.
Предметные стекла	250 шт.	50 шт.	50 шт.
Буферный раствор для удаления слизи и крови из биологического материала	2 флакона по 1 л	1 флакон по 1 л	-

* - цитощётка приобретается дополнительно к комплекту.