

Мочевой контроль уровень 2

Арт. AU2352

Лот 1013UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Randox Liquid Ethylidene pNPG7 для RANDOX	U/l	139	173	207	34	17
	Other 2-chloro-pNPG3 для других производителей	U/l	147	183	219	36	18
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	1,4	1,54	1,68	0,14	0,07
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,41	1,55	1,69	0,14	0,07
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5400	6750	8100	1350	675
	Enzymatic UV method (340nm)	umol/l	5580	6980	8380	1400	700
	Creatinine PAP method	umol/l	5530	6910	8290	1380	690
Глюкоза	Glucose oxidase	mmol/l	2,22	2,76	3,3	0,54	0,27
	Hexokinase	mmol/l	2,21	2,75	3,29	0,54	0,27
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,46	3,06	3,66	0,6	0,3
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	23	28,6	34,2	5,6	2,8
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	7,01	8,75	10,49	1,74	0,87
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,114	0,142	0,17	0,028	0,014
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	121	151	181	30	15
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	558	698	838	140	70
	Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm	umol/l	531	663	795	132	66