

URINE CONTROL LEVEL 2 AU 2352 Лот 1211UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Mean of all methods EPS-pNPGn / EPS-2-chloro-pNPGn 37°C	U/l	183	227	271	44	22
Кальций	Arsenazo III / Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,39	1,53	1,67	0,14	0,07
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5420	6780	8140	1360	680
	PAP / Enzymatic method	umol/l	5680	7100	8520	1420	710
Глюкоза	Glucose oxidase / Hexokinase	mmol/l	2,21	2,75	3,29	0,54	0,27
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,55	3,19	3,83	0,64	0,32
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	24,7	30,7	36,7	6	3
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	7,15	8,93	10,71	1,78	0,89
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,122	0,152	0,182	0,03	0,015
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	122	152	182	30	15
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	570	712	854	142	71