

URINE CONTROL LEVEL 2 AU 2352 Лот 1248UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Mean of all methods EPS-pNPGn / EPS-2-chloro-pNPGn 37°C	U/l	192	238	284	46	23
Кальций	Arsenazo III / Cresolphthalein complexone	mmol/l	1,41	1,57	1,73	0,16	0,08
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	5390	6740	8090	1350	675
	PAP / Enzymatic method	umol/l	5670	7090	8510	1420	710
Глюкоза	Glucose oxidase / Hexokinase	mmol/l	2,34	2,74	3,14	0,4	0,2
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	2,7	3,06	3,42	0,36	0,18
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	26	32,4	38,8	6,4	3,2
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	7,75	9,11	10,47	1,36	0,68
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,136	0,17	0,204	0,034	0,017
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	133	156	179	23	11,5
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	644	740	836	96	48