

URINE CONTROL LEVEL 3 AU 2353 Лот 1216UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Mean of all methods EPS-pNPGn / EPS-2-chloro-pNPGn 37°C	U/l	0		0		0
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	4,14	4,6	5,06	0,46	0,23
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	4,69	5,21	5,73	0,52	0,26
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	12300	15400	18500	3100	1550
	PAP / Enzymatic method	umol/l	13100	16300	19500	3200	1600
Глюкоза	Glucose oxidase / Hexokinase	mmol/l	11,7	14,6	17,5	2,9	1,45
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	11,4	14,2	17	2,8	1,4
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	139	174	209	35	17,5
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	19,3	24,1	28,9	4,8	2,4
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,203	0,253	0,303	0,05	0,025
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	346	432	518	86	43
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	1010	1260	1510	250	125