

URINE CONTROL LEVEL 3 AU 2353 Лот 1253UC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Амилаза	Mean of all methods EPS-pNPGn / EPS-2-chloro-pNPGn 37°C	U/l	778	974	1170	196	98
Кальций	Arsenazo III	mmol/l	3,77	4,19	4,61	0,42	0,21
	Cresolphthalein complexone	mmol/l	4,25	4,71	5,17	0,46	0,23
Креатинин	Alkaline picrate no deproteinization	umol/l	12100	15100	18100	3000	1500
	PAP / Enzymatic method	umol/l	12700	15900	19100	3200	1600
Глюкоза	Glucose oxidase / Hexokinase	mmol/l	11,3	14,1	16,9	2,8	1,4
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	10,6	13,2	15,8	2,6	1,3
Микроальбумин	Immunoturbidimetric	mg/l	138	173	208	35	17,5
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	21,4	26,7	32	5,3	2,65
Белок в моче	Pyrogallol Red	g/l	0,208	0,26	0,312	0,052	0,026
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	342	428	514	86	43
Мочевая кислота	Uricase peroxidase no ascorbate oxidase	umol/l	1110	1390	1670	280	140