

КАЛИБРАТОРЫ RANDOX Level 3

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	Лот 1262
Глюкоза	Glucose oxidase / hexokinase	mmol/l	15,4
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	7,34
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	2,82
Билирубин общий	Mean of diazo methods (SA, DPD, DCA)	μmol/l	89,5
	Oxidation to Biliverdin/Vanadat	μmol/l	99,8
Билирубин прямой	Mean of diazo methods (SA, DPD, DCA)	μmol/l	29,9
	Diazo with Sulph. Acid (Siemens Dimension EXL) для других производителей	μmol/l	18,2
	Oxidation to Biliverdin/Vanadat	μmol/l	29,9
Альбумин	Bromocresol Green	g/l	30,3
Общий белок	Biuret reaction end point	g/l	45,7
Креатинин	Alkaline picrate no deprot. (RX Series) - для кал. сыворотки	μmol/l	313
	PAP / Enzymatic method - для калибр. сыворотки и мочи	μmol/l	373
	Alkaline picrate no deprot. (Mean of all instr) - для кал. мочи	μmol/l	355
Мочевина	Urease kinetic	mmol/l	19,9
Мочевая кислота	Uricase peroxidase	μmol/l	563
АлАТ	Tris buffer without P5P 37°C	U/l	132
АсАТ	Tris buffer without P5P 37°C	U/l	138
Амилаза общая	Mean of all methods EPS-pNPGn / EPS-2-chloro-pNPGn 37°C	U/l	300
Амилаза панкреат.	Immunohibition EPS substrate 37°C	U/l	241
Липаза	Other Colorimetric 37°C	U/l	58
Гамма-ГТ	Gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide (IFCC) 37°C	U/l	181
КФК общая	CK-NAC (IFCC) 37°C	U/l	512
ЛДГ	P->L German methods (DGKS) 37°C	U/l	745
	L->P IFCC 37°C	U/l	368
α-ГБДГ	Oxobutyrate < 10 mmol/l 37°C	U/l	401
Щелочн. фосфатаза	Diethanolamin buffer DEA 37°C	U/l	513
	AMP optimised to IFCC 37°C	U/l	356
Холинэстераза	Colorimetric Butyrylthiocholine 37°C	U/ml	5,285
Калий	Enzymatic	mmol/l	6,4
Натрий	Enzymatic	mmol/l	160
Хлорид	Colorimetric	mmol/l	
Кальций	Arsenazo III / Cresolphthalein complexon	mmol/l	3,15
Фосфор	Phosphomolybdate UV	mmol/l	2,15
Магний	Xylidyl Blue	mmol/l	1,78
Железо	Colorimetric without ppt.	μmol/l	39,8

ОЖСС	Randox Direct	μmol/l	49,1
Лактат	Colorimetric Lactate Oxidase	mmol/l	5,64
Желчные кислоты	5th Generation Colorimetric	μmol/l	39,3
Медь	Colorimetric	μmol/l	25,9
Цинк	Colorimetric with deproteinisation	μmol/l	33,1
Литий	Spectrophotometric	mmol/l	2,08
Гидроксibuтират	Tris buffer 100 mmol pH 8.5	mmol/l	1,18
Глутамат ДГ	Triethanolamine buffer 50 mmol 37°C	U/l	35
Кисл. Фосф. общ	1-Naphthyl Phosphate Substrate Kinetic 37°C	U/l	
Бикарбонат	Colorimetric	mmol/l	16,8