## Контроль гликозилированного гемоглобина уровень 1 и 2 арт. HA5072

		У	ровень 1			
Гл	пикозилированн	ный гемогло	обин Randox	Rx Series (I	DCCT / NGSF	P)
Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2158HA	%	4,95	6,17	7,39	1,22	0,61
	Общий гем	оглобин Ra	ındox Rx Sei	ries (DCCT / I	NGSP)	
Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2158HA	г/л	100	124	148	24	12
		У	ровень 2			
Гл	<b>пикозилированн</b>	ный гемогло	обин Randox	Rx Series (I	DCCT / NGSF	P)
Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2161HA	%	9,76	12,2	14,64	2,44	1,22
	Общий гем	оглобин Ra	ındox Rx Sei	ries (DCCT / I	NGSP)	
Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2161HA	г/л	103	129	155	26	13