

Липидный контроль уровень 1
арт. LE2668

Лот 2766CH

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Аполипопротein A-1	Immunoturbidimetric	g/l	0,78	0,96	1,14	0,18	0,09
Аполипопротein B	Immunoturbidimetric	g/l	0,62	0,74	0,86	0,12	0,06
Холестерин	Cholesterol Oxidase	mmol/l	3,24	3,72	4,2	0,48	0,24
ЛПВП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	0,73	0,85	0,97	0,12	0,06
	Direct HDL Immunoseparation для других производителей	mmol/l	0,71	0,83	0,95	0,12	0,06
ЛПНП	Direct Clearance Method для RANDOX	mmol/l	2,21	2,59	2,97	0,38	0,19
	Selective detergent methods для других производителей	mmol/l	2,01	2,35	2,69	0,34	0,17
Липопротein (a)	Immunoturbidimetric	g/l	0,127	0,159	0,191	0,032	0,016
Триглицериды	Lipase/GPO-PAP no correction	mmol/l	1,08	1,28	1,48	0,2	0,1