

## КОНТРОЛЬ RANDOX LIPID CONTROL Level 1 Лот 2967CH

| ТЕСТ               | МЕТОД                                                 | Ед. изм. | -2SD  | Сред  | +2SD | 2SD   | 1SD   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|
| Аполипопротеин А-1 | Immunoturbidimetric                                   | g/l      | 0,82  | 1     | 1,18 | 0,18  | 0,09  |
| Аполипопротеин В   | Immunoturbidimetric                                   | g/l      | 0,7   | 0,84  | 0,98 | 0,14  | 0,07  |
| Холестерин         | Cholesterol Oxidase                                   | mmol/l   | 3,59  | 4,11  | 4,63 | 0,52  | 0,26  |
| ЛПВП               | Direct Clearance Method для RANDOX                    | mmol/l   | 0,77  | 0,89  | 1,01 | 0,12  | 0,06  |
|                    | Direct HDL Immunoseparation для других производителей | mmol/l   | 0,75  | 0,87  | 0,99 | 0,12  | 0,06  |
| ЛПНП               | Direct Clearance Method для RANDOX                    | mmol/l   | 2,18  | 2,56  | 2,94 | 0,38  | 0,19  |
|                    | Selective detergent methods для других производителей | mmol/l   | 2,01  | 2,35  | 2,69 | 0,34  | 0,17  |
| Липопротеин (а)    | Immunoturbidimetric                                   | g/l      | 0,154 | 0,192 | 0,23 | 0,038 | 0,019 |
| Триглицериды       | Lipase/GPO-PAP no correction                          | mmol/l   | 1,27  | 1,51  | 1,75 | 0,24  | 0,12  |