

Контроль специфических белков уровень 1 **арт. PS2682**

Лот 626LPC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Альбумин	Bromocresol Green (IFCC Cal.)	g/l	18,7	21,9	25,1	3,2	1,6
α-1-Кислый гликопротеин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,39	0,49	0,59	0,1	0,05
α-1-Антитрипсин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,47	0,59	0,71	0,12	0,06
Антистрептолизин-О	Turbidimetric (IFCC Cal.)	IU/ml	68	86	104	18	9
β-2-Микроглобулин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	1,52	1,9	2,28	0,38	0,19
С-Реактивный белок	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	17,9	22,3	26,7	4,4	2,2
Церулоплазмин	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	g/l	0,095	0,127	0,159	0,032	0,016
Комплемент С3	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,65	0,81	0,97	0,16	0,08
Комплемент С4	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,13	0,16	0,19	0,03	0,015
Ферритин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	ng/ml	65,7	82,1	98,5	16,4	8,2
Гаптоглобин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,36	0,45	0,54	0,09	0,045
Иммуноглобулин А	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,16	1,54	1,92	0,38	0,19
Иммуноглобулин Е	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	56,6	70,8	85	14,2	7,1
Иммуноглобулин G	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	6,12	7,46	8,8	1,34	0,67
Иммуноглобулин М	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,48	0,6	0,72	0,12	0,06
Преальбумин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,094	0,118	0,142	0,024	0,012
Общий белок	Biuret reaction end point	g/l	31,9	39,9	47,9	8	4
Ревматоидный фактор	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	11,8	15,6	19,4	3,8	1,9
Трансферрин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,18	1,48	1,78	0,3	0,15