

Контроль специфических белков уровень 1 арт. PS2682

Лот 647LPC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Альбумин	Bromocresol Green (IFCC Cal.)	g/l	18,9	22,1	25,3	3,2	1,6
α-1-Кислый гликопротеин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,45	0,57	0,69	0,12	0,06
α-1-Антитрипсин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,38	0,47	0,56	0,09	0,045
Антистрептолизин-О	Turbidimetric (IFCC Cal.)	IU/ml	74	92	110	18	9
β-2-Микроглобулин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	1,39	1,73	2,07	0,34	0,17
С-Реактивный белок	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	19,7	24,5	29,3	4,8	2,4
Церулоплазмин	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	g/l	0,114	0,15	0,186	0,036	0,018
Комплемент С3	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,76	0,94	1,12	0,18	0,09
Комплемент С4	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,14	0,18	0,22	0,04	0,02
Ферритин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	ng/ml	69,7	87,1	104,5	17,4	8,7
Гаптоглобин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,46	0,58	0,7	0,12	0,06
Иммуноглобулин А	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,23	1,63	2,03	0,4	0,2
Иммуноглобулин Е	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	54,9	68,5	82,1	13,6	6,8
Иммуноглобулин G	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	7	8,52	10,04	1,52	0,76
Иммуноглобулин М	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,54	0,67	0,8	0,13	0,065
Преальбумин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,07	0,088	0,106	0,018	0,009
Общий белок	Biuret reaction end point	g/l	32,1	40,1	48,1	8	4
Ревматоидный фактор	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	11,8	15,6	19,4	3,8	1,9
Трансферрин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,2	1,5	1,8	0,3	0,15