

SPECIFIC PROTEIN CONTROL 2 Лот 627LPC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Альбумин	Bromocresol Green (IFCC Cal.)	g/l	36,5	42,9	49,3	6,4	3,2
α-1-Кислый гликопротеин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,85	1,06	1,27	0,21	0,105
α-1-Антитрипсин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,94	1,18	1,42	0,24	0,12
Антистрептолизин-О	Turbidimetric (IFCC Cal.)	IU/ml	143	179	215	36	18
β-2-Микроглобулин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	2,93	3,65	4,37	0,72	0,36
С-Реактивный белок	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	35	43,8	52,6	8,8	4,4
Церулоплазмин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,25	0,33	0,41	0,08	0,04
Комплемент С3	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,3	1,62	1,94	0,32	0,16
Комплемент С4	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,27	0,33	0,39	0,06	0,03
Ферритин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	ng/ml	129	161	193	32	16
Гаптоглобин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,71	0,89	1,07	0,18	0,09
Иммуноглобулин А	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	2,26	3	3,74	0,74	0,37
Иммуноглобулин Е	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	106	132	158	26	13
Иммуноглобулин G	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	12,3	15	17,7	2,7	1,35
Иммуноглобулин М	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,98	1,22	1,46	0,24	0,12
Преальбумин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,198	0,246	0,294	0,048	0,024
Общий белок	Biuret reaction end point	g/l	56,9	71,1	85,3	14,2	7,1
Ревматоидный фактор	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	24,4	32,4	40,4	8	4
Трансферрин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	2,37	2,95	3,53	0,58	0,29