

SPECIFIC PROTEIN CONTROL 3 Лот 649LPC

ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
Альбумин	Bromocresol Green (IFCC Cal.)	g/l	54,8	64,4	74	9,6	4,8
α-1-Кислый гликопротеин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,47	1,83	2,19	0,36	0,18
α-1-Антитрипсин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,21	1,51	1,81	0,3	0,15
Антистрептолизин-О	Turbidimetric (IFCC Cal.)	IU/ml	230	288	346	58	29
β-2-Микроглобулин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	3,98	4,98	5,98	1	0,5
С-Реактивный белок	Turbidimetric (IFCC Cal.)	mg/l	57	71,2	85,4	14,2	7,1
Церулоплазмин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,43	0,57	0,71	0,14	0,07
Комплемент С3	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	2,3	2,86	3,42	0,56	0,28
Комплемент С4	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,43	0,54	0,65	0,11	0,055
Ферритин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	ng/ml	198	247	296	49	24,5
Гаптоглобин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,37	1,71	2,05	0,34	0,17
Иммуноглобулин А	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	3,55	4,73	5,91	1,18	0,59
Иммуноглобулин Е	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	159	199	239	40	20
Иммуноглобулин G	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	21,1	25,7	30,3	4,6	2,3
Иммуноглобулин М	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	1,58	1,98	2,38	0,4	0,2
Преальбумин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	0,223	0,277	0,331	0,054	0,027
Общий белок	Biuret reaction end point	g/l	84	105	126	21	10,5
Ревматоидный фактор	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	IU/ml	36	48	60	12	6
Трансферрин	Turbidimetric (IFCC Cal.)	g/l	3,51	4,39	5,27	0,88	0,44